

GoGel sikosító gél



A Go Gel egy vízalapú, steril kenőgél. A medencefenégyakorlatokhoz és hüvelyi és/vagy anális szondákhoz tervezett gél általános síkosító igénybevételre is használható.

Útirány: Alkalmazza és terítse a bőrre vagy a hüvelyi/anális szondára.

Ne használja, ha felnyitották vagy megsérült. Felbontásig steril. Gamma besugárzással sterilizálva.

Összetevők: Víz, PEG-200, metilparabén, propilparabén, karbomer, nátrium-hidroxid, glicerin.

Figyelmeztetések: Ha irritáció lép fel, hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához. A Go Gel nem fogamzásgátló és nem tartalmaz spermicidet. Szobahőmérsékleten tárolandó. Gyermekek elől elzárva tartandó.

TensCare Ltd.

PainAway House,
9 Blenheim Road, Longmead Business Park, Epsom, Surrey
KT19 9BE, UK